

# 3-WEITENSYSTEM / 3-WIDTHS SYSTEM

## GRÖSSENBESTIMMUNG OT2 / OT5 / OT8


## SIZE DETERMINATION OT2 / OT5 / OT8

	Schuhgröße Perpedes Shoe size Perpedes	Fußlänge in cm Foot length in cm	OT 2 Brandsohlenlänge in cm OT 2 Inner shoe length in cm	OT 5 Brandsohlenlänge in cm OT 5 Inner shoe length in cm	OT 8 Brandsohlenlänge in cm OT 8 Inner shoe length in cm	OT 2 Ballenbreite OT 2 Ball width	OT 5 Ballenbreite OT 5 Ball width	OT 8 Ballenbreite OT 8 Ball width	OT 2 Fersenbreite OT 2 Heel width	OT 5 Fersenbreite OT 5 Heel width	OT 8 Fersenbreite OT 8 Heel width
20	11,8	13,3	13,6			5,9	6,4		4,1	4,9	
21	12,5	14,0	14,3			5,9	6,5		4,1	4,9	
22	13,2	14,7	15,0			6	6,6		4,2	5,0	
23	13,8	15,3	15,6			6,1	6,7		4,3	5,1	
24	14,5	16,0	16,3			6,2	6,8		4,3	5,1	
25	15,2	16,7	17,0	17,0		6,4	6,9	7,1	4,4	5,2	5,4
26	15,9	17,4	17,6	17,6		6,5	7,0	7,2	4,5	5,3	5,5
27	16,5	18,0	18,3	18,3		6,6	7,2	7,3	4,6	5,4	5,6
28	17,2	18,7	19,0	19,0		6,8	7,3	7,5	4,7	5,5	5,7
29	17,9	19,4	19,6	19,6		6,9	7,4	7,6	4,8	5,6	5,8
30	18,5	20,0	20,3	20,3		7,1	7,6	7,8	4,9	5,8	6,0
31	19,2	20,7	21,0	21,0		7,3	7,8	8,0	5,0	5,9	6,1
32	19,9	21,4	21,7	21,7		7,5	8,0	8,2	5,2	6,0	6,2
33	20,5	22,0	22,3	22,3		7,7	8,1	8,3	5,3	6,2	6,4
34	21,2	22,7	23,0	23,0		7,9	8,3	8,5	5,5	6,3	6,5
35	21,9	23,4	23,7	23,7		8,1	8,5	8,7	5,6	6,5	6,7
36	22,1	23,6	24,0	24,0		8,2	9,0	9,2	5,6	6,6	6,9
37	22,8	24,3	24,7	24,7		8,4	9,2	9,3	5,7	6,7	7,0
38	23,4	24,9	25,3	25,3		8,5	9,3	9,5	5,8	6,8	7,1
39	24,1	25,6	26,0	26,0		8,7	9,4	9,6	5,9	6,9	7,2
40	24,8	26,3	26,7	26,7		8,8	9,6	9,8	6,0	7,0	7,3
41	25,4	26,9	27,3	27,3		9,2	9,7	9,9	6,2	7,2	7,5
42	26,1	27,6	28,0	28,0		9,3	9,9	10,0	6,3	7,3	7,6
43	26,8	28,3	28,7	28,7		9,5	10,0	10,2	6,4	7,4	7,7
44	27,4	28,9	29,3	29,3		9,6	10,1	10,3	6,5	7,5	7,8
45	28,1	29,6	30,0	30,0		9,8	10,3	10,5	6,7	7,6	7,9
46	28,8	30,3	30,7	30,7		9,9	10,4	10,6	6,8	7,7	8,0
47	29,4	30,9	31,3	31,3		10,1	10,6	10,7	6,9	7,8	8,1
48	30,1	31,6	32,0	32,0		10,2	10,7	10,9	7,0	7,9	8,2

**Brandsohlenmaße**  
(Inner shoe) Template dimensions

	Schuhgröße Perpedes Shoe size Perpedes	Fußlänge in cm Foot length in cm	OT 2 Ballenmaß (Ballenweite) OT 2 Ball girth	OT 5 Ballenmaß (Ballenweite) OT 5 Ball girth	OT 8 Ballenmaß (Ballenweite) OT 8 Ball girth	OT 2 Fersenmaß OT 2 Heel girth	OT 5 Fersenmaß OT 5 Heel girth	OT 8 Fersenmaß OT 8 Heel girth	OT 2 Zehenboxhöhe OT 2 Toe box height	OT 5 Zehenboxhöhe OT 5 Toe box height	OT 8 Zehenboxhöhe OT 8 Toe box height	Fersensprengung OT 2 - 5 - 8 Heel spring
20	11,8	16,1	18,8			21,5	24,6		2,1	2,6		
21	12,5	16,3	19,0			22,0	25,2		2,2	2,7		
22	13,2	16,5	19,3			22,5	25,9		2,2	2,8		0,4 cm
23	13,8	16,8	19,6			23,1	26,5		2,3	2,8		
24	14,5	17,1	19,9			23,6	27,1		2,3	2,9		
25	15,2	17,5	20,2	21,1		24,1	27,8	28,6	2,4	2,9	3,1	
26	15,9	17,8	20,6	21,5		24,6	28,3	29,1	2,4	3,0	3,2	
27	16,5	18,2	21,0	21,9		25,1	29,0	29,8	2,5	3,0	3,3	
28	17,2	18,6	21,4	22,3		25,9	29,7	30,5	2,5	3,1	3,4	0,6 cm
29	17,9	19,0	21,8	22,7		26,8	30,5	31,4	2,6	3,1	3,5	
30	18,5	19,5	22,3	23,2		27,6	31,4	32,2	2,7	3,2	3,6	
31	19,2	20,0	22,8	23,7		28,4	32,1	33,0	2,8	3,2	3,7	
32	19,9	20,6	23,3	24,2		29,2	33,0	33,8	2,9	3,3	3,8	
33	20,5	21,1	23,9	24,8		30,2	33,9	34,8	3,0	3,3	3,9	0,8 cm
34	21,2	21,7	24,4	25,3		30,8	34,6	35,5	3,1	3,4	4,0	
35	21,9	22,3	25,0	25,9		31,6	35,4	36,4	3,2	3,5	4,1	
36	22,1	22,6	25,5	26,6		32,9	36,5	37,5	3,2	3,6	4,2	
37	22,8	23,0	25,9	27,0		33,6	37,2	38,2	3,3	3,7	4,3	
38	23,4	23,4	26,3	27,4		34,5	38,1	39,1	3,4	3,8	4,4	0,9 cm
39	24,1	23,8	26,7	27,8		35,2	38,9	40,0	3,5	3,9	4,5	
40	24,8	24,2	27,1	28,2		35,9	39,7	40,9	3,6	4,0	4,6	
41	25,4	25,0	29,4	30,6		36,8	40,8	41,8	3,7	4,1	4,7	
42	26,1	25,4	29,8	31,0		37,3	41,4	42,5	3,8	4,3	4,8	
43	26,8	25,8	30,3	31,5		38,1	42,3	43,4	3,8	4,4	4,9	
44	27,4	26,2	30,7	31,9		38,9	43,1	44,2	3,9	4,5	5,0	1,1 cm
45	28,1	26,7	31,1	32,3		39,7	43,9	45,0	3,9	4,6	5,1	
46	28,8	27,1	31,5	32,7		40,5	44,7	45,8	4,0	4,7	5,2	
47	29,4	27,5	31,9	33,1		41,3	45,5	46,6	4,0	4,8	5,3	
48	30,1	27,9	32,3	33,5		42,1	46,3	47,4	4,1	4,9	5,4	

**Umfangmaße vom Bruttoleisten**  
Circumferences (gross shoe last)



In Therapieschuhen von Perpedes ist eine Spitzenzugabe von 1,2 - 1,5 cm bereits enthalten. Sie messen nur die Fußlänge und lesen die dazugehörige Schuhgröße ab.

Brandsohlenlänge / korrekte Schuhgröße  
= Fußlänge in cm + Spitzenzugaben (1,2 - 1,5 cm)

Beispiel:  
Gemessene Fußlänge 21,8 cm + Spitzenzugabe  
= 23,4 cm. Unsere Empfehlung: Größe 35

Perpedes' therapy shoes already include a length allowance of 1.2 - 1.5cm. You only measure the foot length and read the corresponding shoe size.

Proper inner shoe length / proper shoe size  
= foot length in cm + allowance (1.2 - 1.5 cm)

Example:  
Measured foot length of 21.8 cm + allowance  
= 23.4 cm. Our recommendation: size 35

